

## 说明书

品名: beta-HCG 抗原

货号: L2C005

描述:  $\beta$  人绒毛膜促性腺激素

来源: 人妊娠尿

状态: 纯化, 液体

纯度: >90%

浓度: 1mg/ml(DRG ELISA)

批号: L171001

缓冲液: 0.01M PBS, 0.15M NaCl, pH 7.4, 0.05%NaN<sub>3</sub>

防腐剂: 0.05%NaN<sub>3</sub>

贮存条件: -20℃ 3 年, 避免反复冻融。

仅用于科研用途。

签 名:

曹雪姣

